



Eco KF Titrator

경제적인 KF 수분 측정기

하이라이트

- 우수한 품질의 스위스 제품
- 쉬운 설치 및 작동법
- 안전한 KF 시약의 핸들링
- 미리 지정된 KF 분석법 내장
- 우수한 서비스 제공



왜 KF 수분측정법을 선택할까요?

많은 수분 측정법 중 KF 수분측정법이 가장 정확한 분석법입니다. 당신이 분석하고자 하는 샘플(식품, 석유화학, 제약 등)이 무엇이든지 간에 용량 수분측정법은 가장 많이 통용되는 국제 공인 분석법입니다. 이는 EN, ISO, ASTM, DIN 외 여러 표준에 공식적으로 등재되어 있습니다. 그 이유는 아래와 같습니다.

- KF 수분측정법은 수분을 직접 측정할 수 있는 방법입니다.
- 아주 정밀하게 분석 할 수 있습니다.(최소 uL 범위까지)
- 아주 빠르게 분석 할 수 있습니다.(샘플 당 3분 이내)



Custom Q3X Printer



Eco KF Titrator

합리적인 가격에 제공하는 우수한 품질의 스위스 제품
Eco KF 수분측정기는 일상적인 수분 분석을 위한 최적의 장비입니다. 이 장비를 통해 신뢰할 수 있는 결과값을 빠르게 얻으실 수 있습니다. 만약 가격대비 성능비를 생각하신다면 Eco KF 수분측정기가 바로 정답일 것입니다.

정밀도가 높은 뷰렛
Eco KF 수분측정기의 뷰렛은 높은 정밀도를 가지고 있습니다. DIN EN ISO 8655 - 6에 완벽하게 만족하는 뷰렛입니다.



GLP에 만족하는 Documentation

장비에 내장된 USB 포트를 통하여 결과값의 출력을 위한 프린터 및 결과값의 저장을 위한 USB스틱을 연결할 수 있습니다.

안전한 시약의 핸들링

안전을 위하여 용매의 접촉을 최소화 하도록 디자인 되어 있습니다. 이는 Eco KF 수분측정기에 연결할 수 있는 Solvent Pump를 통하여 폐액을 버리고 새로운 메탄올을 공급할 수 있는 시스템입니다.

Solvent Pump

KF 수분측정 경험이 없으신가요?

KF 수분측정에 대한 경험이 없더라도 전혀 걱정하실 필요가 없습니다. "Eco KF 수분측정기"는 이 보다 더 쉬울 수는 없습니다. 장비에 내장된 KF 수분분석법을 불러와서 "Start" 버튼을 누르고 샘플 정보를 입력하면 바로 GLP에 만족하는 결과값을 얻을 수 있습니다.

우수한 서비스의 제공

Eco KF 수분측정기는 잘 조직되어 있는 메트롬 네트워크를 통하여 우수한 서비스를 제공 받으실 수 있습니다.

ORDERING INFORMATION

Instrument	
2.1027.0100	Eco KF Titrator complete (includes KFT Equipment, Solvent Pump and 10 mL Cylinder unit)
2.1027.0010	Eco KF Titrator (without KFT Equipment / Cylinder unit)
2.1029.0010	Solvent Pump
Accessories	
6.03002.150	Cylinder unit for Eco Dosimat / Eco Titrator 5 mL
6.03002.210	Cylinder unit for Eco Dosimat / Eco Titrator 10 mL
6.03002.220	Cylinder unit for Eco Dosimat / Eco Titrator 20 mL
6.03002.250	Cylinder unit for Eco Dosimat / Eco Titrator 50 mL
6.05610.060	KFT equipment for Eco KF Titrator with Polytron PT 1300 D
6.05610.050	KFT equipment for Eco KF Titrator
2.142.0100	Custom Q3X Printer
6.9001.050	Thermo paper for Custom Neos-N / Q3X

본 사 서울 강남구 논현로 81길 10(역삼동 738-24 화신빌딩)
TEL. 02) 3450-5600 FAX. 02) 3450-5700
E-mail. sales@hwashin.net
Homepage. <http://www.hwashin.net>

부산지사 TEL. 051) 244-4882 FAX. 051) 241-5841
종로대리점 TEL. 02) 744-8600 FAX. 02) 743-6284
원주대리점 TEL. 033) 900-3556 FAX. 033) 900-3559
대전대리점 TEL. 042) 864-5281 FAX. 042) 864-5285
대구대리점 TEL. 053) 625-7538 FAX. 053) 624-7538
광주대리점 TEL. 062) 265-5144 FAX. 062) 265-5142
울산대리점 TEL. 052) 277-0130 FAX. 052) 277-0139



화신기계상사

www.metrohm.com